

قلاأتلل يرشب ال Lamp2 دض بنرأل يداحأل داضم ال مسجل ال يلخاد) يقفدت ال سايقلاو ةيعانم ال ةيلخال/يعانم ال (P13473 - ةيلخال

رصنع ال مقرر: CM0004520



ةمدقم

قفارتلم ال بنرأل يداحأل داضم ال مسجل ال نم ققحتل مت، يرشب ال LAMP2 دض ةغبصلاب ةيعانم ال ةيلخال/يعانم ال قلاأتلل هتيجالصفدهت سي. يولخل ال يلخادل يقفدت ال سايقلاو LAMP2 ةلحال تاميسجل ال ءاشغ ني تورب نيوكتو، يتاذل ماهتل ال األ (CD107b) تاميسجل ال ني زخت ضارم أو، ةلحال تاميسجل ال ةلحال.

[ديزمل فرعا](#)

لماعم ال	ةمقلا
جتنم ال مسا	يرشب ال Lamp2 دض بنرأل يداحأل داضم ال مسجل ال
ةراعتسم ال ءامسأل/اتاطحال ال	DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110
عون ال	يرشب
م (رشب لل) ني جال فرعم	3920
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال LAMP2 (NP_002285.1) ني تورب نم 375 إل 29 نم ةينم ال ضامحال عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةيداحأل ةداضم ال ماسجال
قيبطتل ال	IF/ICC, FC (يلخاد)
لدابتلم ال لعافت ال	يرشب
SWISS	P13473
ني تورب ال نزو	44kDa/45kDa
نجلش ال	يجلت سيك