

قفدتو If/Icc ل- يرش ب ال Lamp2 ل- ةلي سنن ديحو داضم بنراً P13473 - ةيولخل لخال ايالخل

رقصنعل مقرر: CM0011700



ةمدقم

قفارتم بنرأل نم ةلي سنن ديحو داضم مسج ققحتل مت. يرش ب ال LAMP2 (CD107b) دض عم لخال ايالخل قفدتو IF/ICC ل- هتحص نم فدهتسي. ةيرش ب تاني عم لعافت ي. ةيولخل طبترم ل يركسل ءاشغل ني تورب ماهتلال ي ف كراشم لاو، 2 ةلاحل تامي سجالب ةلاحل تامي سجالب ةفيظوو ي اذل.

ديزملل فرع

لماعل	ةمقلا
جتنملا مس	mAb يرش ب ال LAMP2 ل- داضم بنراً
راعنسم مس/اتاطحالم	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
عاونال	ناسن
GeneID (ناسن)	3920
GeneID	3920
دصتسملا	بيكرتل داعم ني تورب
ردصملا	بنراً
ةئفلا	ةلي سنن ديحو داضم ماسج
قيبطتل	IF/ICC, FC (يلخال)
عطاقتل لعافتلا	ناسن
SWISS	P13473
ني توربلا نزو	44kDa/45kDa
نحشلا	جلت سيك