

Lilra2/Cd85H مضتسم دض يبنراً ةليسنل ديحو داضم مسج If/Icc، Fc - Q8N149 قيبطتلل يرشبلل

رصنعل مقرر: CM0008881



ةمدقم

ب- نرتقم يبنراً ةليسنل ديحو داضم مسج
يرشبلل LILRA2/CD85h مضتسم فدهتسي
هتيحالص نم ققحتل مت (ILT1/LIR7).
قفدتلاب يولخل سايقلاو IF/ICC قيبطتلل
ثاأبال يلاثم. ةيرشبلل اياخل عم لعافت
ةيبوركيملا يودعلو ةيرطفلل ةعانمل

ديزملل فرعا

ةمدقم	ةمدقم
جتنملا مس	يرشبلل LILRA2/CD85h دض يبنراً ةليسنل ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
عونلا	يرشب
نجيلل فرعم	11027 (يرشب)
يعانملا دضتسملا	فلتؤم نيثورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةليسنل ةديحو ةداضملا ماسجالا
قيبطتلل	IF/ICC, FC
لدابتل لعافتلا	يرشب
SWISS تانايب ةدعاق	Q8N149
نيثوربلا نزو	نوتلاد وليك 47 / نوتلاد وليك 48 / نوتلاد وليك 51 / نوتلاد وليك 53
نحشلا	جلت سيك