

- يرش ب ال Mica/Micb ل- داضم ي بنرأ ةل س ن ال ةدي ح و داضم Q29983 / Q29980

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0004819



ةم د ق م

د ض - ب ق ف ا ر ت م ي ب ن ر أ ة ل س ن ال ة د ي ح و د ا ض م
ي و ل خ ل س ا ي ق ل ل ب س ا ن م ، ي ر ش ب ال MICA/MICB
ن ع ة ج ا ن ال NKG2D ط ب ا و ر ف د ه ت س ي . ق ف د ت ل ا ب
ف ل ت خ م ي ل ع ا ه ن ع ر ي ب ع ت ل م ت ي ي ت ل ا و د ا ه ج ا ل
د ع ا س ي ا م م ، ة م ر و ل ا ي ا ل خ ل ا و ة ي ر ا ه ط ل ا ي ا ل خ ل
ة ي ع ا ن م ل ا ة ب ق ا ر م ل ا ت ا س ا ر د ي ف

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	يرش ب ال MICA/MICB ل- داضم ي بنرأ ةل س ن ال ةدي ح و داضم
ر ا ع ت س م م س ا / ا ط ا ح ا ل م	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
ع و ن ل ا	يرش ب
ن ج ا ل ف ر ع م	100507436/4277
ي ع ا ن م ل د ص ت م ل ا	(NP_005922.2). يرش ب ال MICB م ن 23-298 ة ي ن م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ال ة د ي ح و د ا د ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	يرش ب
SWISS	Q29983/Q29980
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك