

Rabbit Anti-Human Ng2 Monoclonal Antibody For Fc - Q6Uvk1

رقم المنتج: CM0012632



مقدمة

Rabbit anti-Human NG2 mAb for flow cytometry. Recognizes human CSPG4/NG2, a 251kDa proteoglycan involved in cell proliferation, migration, and angiogenesis.

معلومات إضافية

اسم المنتج	معلومات
اسم المنتج	Rabbit anti-Human NG2 mAb
التركيبة الكيميائية / المساءلة	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
النوع	Human
الوزن الجزيئي (kDa)	1464
الوزن الجزيئي	1464
نوع المنتج	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1583-2224 of human NG2 (NP_001888.2)
نوع المنتج	Rabbit
النوع	Monoclonal Antibodies
نوع المنتج	FC
نوع المنتج	Human
SWISS	Q6UVK1
الوزن الجزيئي	251kDa
نوع المنتج	Ice bag