

P4Hb J- داضم ال ي ب ن ر أ ل ة ل ي س ن ل د ي ح و ل د ا ض م ال م س ج ل P07237 - ي و ل خ ل ل خ ا د ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل ي ر ش ب ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0009674



ة م د ق م

ب ن ر ت ق م ي ب ن ر أ ل ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج
ة د ا ع إ م ي ز ن إ ي ر ش ب ل P4HB ن ي ت و ر ب ف د ه ت س ي
(ن ي ت و ر ب ل د ي ت ي ر ب ك ي ن ا ث ط ب ا و ر ل ي ك ش ت
ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت
ه ن ز و ن ي ت و ر ب ن ع ف ش ك ي و ، ي و ل خ ل ل خ ا د
ي ط ت ا س ا ر د ل ب س ا ن م . ن و ت ل ا د و ل ي ك 57 ي ئ ي ز ج ل
ي م ز ا ل ب و د ن إ ل ي ك ب ش ل د ا ه ج إ ل ا و ن ي ت و ر ب ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ي ق ل	ة م ل م ل
Rabbit anti-Human P4HB mAb	ج ت ن م ل م س ا
DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta	ة ل ي د ب ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م
ي ر ش ب	ع و ن ل
5034	(ر ش ب ل ل) ن ي ج ل ف ر ع م
(NP_000909.2) ي ر ش ب ل P4HB ن ي ت و ر ب ن م 508 ل 329 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب	ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا
ب ن ر أ	ر د ص م ل
ة ل ي س ن ل ة د ي ح و د ا ض م ال م ا س ج أ ل ا	ة ئ ف ل
FC (ي و ل خ ل ل خ ا د)	ق ي ب ط ت ل
ي ر ش ب	ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل
P07237	SWISS
ن و ت ل ا د و ل ي ك 57	ن ي ت و ر ب ل ن ز و
ج ل ت س ي ك	ن ح ش ل