

دض عم قفارت م بنرأل نم ةلئسنل يداأ داض م مسج P55γ (Y199)/P85B (Y464)/P85A (Y467) يرشبل الـPI3K وفسفل / 000459 / P27986 - (ايالخل لخلاد) يولخل قفدتل ساقل Q92569

رصنعل مقرر: CM0001539



ةمدقم

قفارت م بنرأل نم ةلئسنل يداأ داض م مسج
لل ةيمظنتل ةعرفل تادحولل صصخم و عم
PI3K ةرفسفل الـ p85α (Y467)، p85β (Y464)،
قفدتل ساقل هنم ققحتل مت. p55γ (Y199).
PI3K/AKT تاراشل لئحتل ايالخل لخلاد يولخل
ةيرشبل تانيعلل في.

ديزملل فرعل

راي عم ال	ةمقلا
حتنم الم سا	P85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 يرشبل الـPI3K وفسفل دض بنرأل نم ةلئسنل يداأ داض م مسج
يرأ ءاسأ/تاطحال م	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
عونل	يرشبل
مجيال فرعم (يرشبل)	5295/5296/8503
مجيال فرعم	5295/5296/8503
يعانم الم دضتس الم	يعانطصا ديتبب
ردصم الم	بنرأ
ةئف	ةرفسفل الم عقاوملل ةداض م ماسأ
قبيطتل	(ايالخل لخلاد) يولخل قفدتل ساقل
عطاقت الم لعافتل	يرشبل
SWISS	P27986/000459/Q92569
نوتوربلل ئيئزجل نزل	نوتلاد وليك 81-84 / نوتلاد وليك 42-54
نحش الم	جلت سيك