

P85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 Mab - P27986 / O00459 / Q92569 يرش بل الـ PI3K-وفسوف لل داضم ي بنراً

رصنع الـ مقرر: CM0001913



ةمدقم

قفارتم بنرأل نم ةلېسنل ي دأح داضم مسج و p85α (Y467) يرش بل الـ PI3K-وفسوف دض عم نم ققحت الـ مت. p55γ (Y199) و p85β (Y464) ايلخل لخد يولخل قفدتل ساقل هتصح ي PI3K/AKT تاراشإ ةساردل يلاثم. (FC). ةيرش بل تانعلال

ديزم الـ فرع

لماعل	ةمق الـ
جتنم الـ مس	Rabbit anti-Human Phospho-PI3Kp85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
راعستم مس/اتاطحال م	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
عاون الـ	ناسن
نجل الـ فرع م	5295/5296/8503
نجل الـ فرع م	5295/5296/8503
دضتسم الـ	يرش بل الـ PI3Kp85α نم Y467 لوح يعانطصا يروفسوف ديتبب / يعانطصا ديتبب (NP_852664.1)
ردصم الـ	بنراً
ةفلا	ةيروفسوف ةداضم ماسجأ
قبطت الـ	FC (د)لخل
عطاقم الـ لعافت الـ	ناسن
SWISS	P27986/O00459/Q92569
نيتوربل الـ نزو	42-54kDa/81-84kDa
نحش الـ	جلت سيك