


قفدت ال ساي ق ل يرش ب ال Ror1 - ةل س ن ال يداح أ داض م ب ن ر أ Q01973 - يول خ ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0009077



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ال يداح أ داض م م س ج
ROR1 - ل يول خ ال ج را خ ق ا ط ن ال ف د ه ت س ي ع م
ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ال م ت . (aa 24-403) يرش ب ال
ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . يول خ ال ق ف د ت ال س ا ي ق ل
ت ا ر ا ش إ ل ل ق ن و ، ب ا ص ع أ ل و ، ن ا ط ر س ل ل

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	mAb يرش ب ال ROR1 - ل داض م ب ن ر أ
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	NTRKR1; dJ537F10.1
ع و ن ال	ن ا س ن ا
ن ي ج ال ف ر ع م	4919
د ص ت س م ل ا	(NP_005003.2) يرش ب ال ROR1 ن م 24-403 ة ي ن م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ء ل ا	ة ل س ن ال ة ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	Q01973
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	104kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك