


ج- ةداضم ال ب نرأل نم ةل س ن ال ة د ا ح ة د ا ض م ال م ا س ج أ ل Siglec-8 ج- ة ر ش ب ال Fc - Q9Nyz4

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0011688



ة م د ق م

ب- ن ر ت ق م ب ن ر أ ل نم ة ل س ن ال ة د ا ح ة د ا ض م م س ج م ت . (SAF-2) ر ش ب ال Siglec-8 ف د ه ت س ي ث ي ح ، ي و ل خ ل ق ف د ت ال س ا ي ق ل ه ن م ق ق ح ت ال 44-54 ن ز و ب ي ئ ا ش ع ل ن ي ت ك ي ل ل ف ش ت ك ي ، ة د ا ق ل ا ي ا ل خ ل ، ت ا ض م ح ل ي ل ع ن و ت ل ا د و ل ي ك ، ا ي ا ل خ ل ا ف ي ن ص ت ل ي ل ا ث م . ة ن ي د ب ال ا ي ا ل خ ل ا و ة . س ا س ا ح ل ا ث ا ح ب أ و ة ي ع ا ن م ال

ي ز م ل ا ف ر ع

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ال م س ا	ة ر ش ب ال Siglec-8 ج- ة د ا ض م ال ب ن ر أ ل نم ة ل س ن ال ة د ا ح ة د ا ض م ال م ا س ج أ ل ا
ي ر خ ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
م ج ل ا ف ر ع م	27181 (ي ر ش ب)
ي ع ا ن م ا د ص ت س م ال	(NP_055257.2) ي ر ش ب ال Siglec-8 نم 17-363 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ئ ا	ة ل س ن ال ة د ا ح ة د ا ض م ال م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ال	(FC) ي و ل خ ل ق ف د ت ال س ا ي ق
ك ر ت ش م ال ل ع ا ف ت ال	ي ر ش ب
SWISS	Q9NYZ4
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ر ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 54 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 46 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 44
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك ي ف