


ج- ةداضم ال بنرأال نم ةل س ن ال ةي دا ح ةداضم ال ماس ح أال Siglec-8 - يول خ ال ق ف د ت ال سا ي ق ل ة ير ش ب ال Q9Nyz4

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0009340



ة م د ق م

ب- ن ر ت ق م ب ن ر أال نم ةل س ن ال ةي دا ح ةداضم م س ح م م ص م (SAF-2) ير ش ب ال Siglec-8 ف د ه ت س ي ، ت ا ض م ح ال ن ع ف ش ك ل ل يول خ ال ق ف د ت ال سا ي ق ل د ض ت س م ال ن م ض ي . ة ن ي د ب ال ا ي ا ل خ ل و ، ت ا د ع ق ل و ة ل ل ا ع ة ي ص و ص خ ف ل ت ؤ م ال ي ع ا ن م ال .

دي ز م ال فر ع ا

ر ا ي ع م ال	ه م ي ق ل ا
ح ت ن م ال م س ا	ة ير ش ب ال Siglec-8 ج- ةداضم ال بنرأال نم ةل س ن ال ةي دا ح ةداضم ال ماس ح أال
ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
ع ا و ن أال	ر ش ب ال
ن ي ح ال فر ع م	(ر ش ب) 27181
ي ع ا ن م ال د ص ت س م ال	ر ش ب ال Siglec-8 نم 17-363 ة ن ي م أال ص ا م أال) ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب (NP_055257.2
ر د ص م ال	ب ن ر أال
ة ئ ف ا	ة ل س ن ال ةي دا ح ةداضم ال ماس ح أال
ق ي ب ط ت ال	يول خ ال ق ف د ت ال سا ي ق
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ر ش ب ال
SWISS	Q9NYZ4
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 54 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 46 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 44
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك