


قودت السايقل (Mab) يرشبل Tim-3/Havcr2 ل داضم بنراً يولخل - Q8Tdq0

رصنع ال مقرر: CM0010185



مقدم

قفارتم نينرأل نم ةلنسنل يداحأ داضم مسج (CD366) يرشبل TIM-3/HAVCR2 فدهتسي عم قودت السايقل هتجالص نم ققحتل مت يلع TIM-3 فشك فشاكل اذه حيتي و، يويولخل ملعو ةعانم ملع ثاحبال ةيعانم ايلخل يعانم مل ماروأل.

ديزم الفرع

لماعم ال	هميقل
جتنم الم سا	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
ةراعتسم ءاس/اتاطحال م	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
عون ال	ناسن (Human)
ناسن (الل) (GeneID) نجل الفرع	84868
دصتسم ال	يرشبل TIM-3/HAVCR2 نم 22-200 ةينمأل اصامأل عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيورب (NP_116171.3)
ردصم ال	بنراً (Rabbit)
ةئف	ةلنسنل يداحأ داضم ماسج
قبطط ال	FC (يولخل قودت السايقل)
عطاقم لعاقت ال	ناسن (Human)
SWISS	Q8TDQ0
نيورب ال نزو	33kDa
نحش ال	جلت ةبيق (Ice bag)