


Tim-3/Havcr2 رشبلل داضم يبنرأ ةللسنل يداأ داضم مسج Q8Tdq0 - يولخل قفدتل سايق

رصنع ال مقرر: CM0005164



ةمدقم

ةللسنل يداأ داضم ال مسجل اذه فدهتسي
TIM-3/HAVCR2 نيتورب ب نرتقم ال يبنرأ ال
سايق ليلحتل يلاثم وهو، (CD366) يرشبل
شيتفتل طاقن ريبتل يولخل قفدتل
ايالخل او، ةيئاتل ايالخل ىلع ةيعانم ال
ةنصغتل ايالخل او، (NK) ةيعي بطلل ةلتاقل

ديزمل فرعا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مس	TIM-3/HAVCR2 رشبلل داضم يبنرأ ةللسنل يداأ داضم مسج
ىخا ءامس/اتطاحم	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
عون ال	يرشب
نيج ال فرعم	84868
نيج ال فرعم	84868
دضتسم ال	يرشبل ال TIM-3/HAVCR2 نم 22-200 ةنيمال ضامال عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيتورب (NP_116171.3)
ردصم ال	بنرأ
ةفءة	ةللسنل يداأ ةداضم ماسجا
قبيطت ال	FC (يولخل قفدتل سايق)
بلاصت ال لعافت ال	يرشب
SWISS	Q8TDQ0
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 33
نحش ال	جلت سيك