


يرشب ال Tlr1 - ج داضم ال بنرأل نم ةل س ن ال يدأح داضم مسج J- Fc - Q15399 عم قفارت م

مصنع ال مقرر: CM0008446



مقدم

قفارت م بنرأل نم ةل س ن ال يدأح داضم مسج يرشب ال 1 هبش ال لوت ال لبقتسم دض عم ساقل هنم ققحت ال مت (TLR1/CD281) شأبأل بسانم وهو (FC) يولخ ال قفدت ال تاديتبب ال لى لى فرع ال لوح ةيرطف ال ةعانم ال TLR2/TLR1. ثائن ةطاسوب ةينهنه ال

ديزم ال فرع

راي عم ال	هم ي ال
جتنم ال مس	يرشب ال TLR1 - ج داضم ال بنرأل نم ةل س ن ال يدأح داضم مسج
رخاء اسماء/اتطاح ال	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
فدهتسم ال جئال ال	رشب ال
نيج ال فرع م	7096
نيج ال فرع م	7096
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال TLR1 نم 325-424 ةينم ال ضام ال نمض لسلسل قباطم يعانطصا ديتبب (يعانطصا ديتبب (NP_003254.2))
ردصم ال	بنرأل
ةف	ةل س ن ال يدأح داضم ال مسج
قبيطت ال	FC
كترشم ال لعافت ال	رشب ال
SWISS	Q15399
نيتوربل ال يئيزج ال نزول	نوت ال اد وليك 90
نحش ال	ديرت سيك