

Q9Np99 - Fc - J- Trem1 يرش ب ال ةلي سنن دي ح و داضم ب نرأ مقر: CM0009396 الرصنع



م دق م

ق فارت م ب نرأ ال ن م ةلي سنن دي ح و داضم م س ج
(CD354) يرش ب ال J- Trem1 ص ص خ م و ع م
ة س اردل ب سان م . ا ي ال خ ل ا ق ف د ت ل ه ن م ق ق ح ت م و
ة ، ب ا ه ت ل ال ا ت ا ب ا ج ت س ال او ، ة ي ر ط ف ل ا ة ع ا ن م ل ا
ة ، ع ا خ ن ل ا ا ي ال خ ل ا ت ا ر ا ش ا و .

دي زم ل ا فر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	mAb يرش ب ال J- Trem1 داضم ب نرأ
را ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CD354؛ TREM-1
ع و ن ل ا	ناسن ا
م ن ي ج ل ا فر ع م (ناسن ا)	54210
م ن ي ج ل ا فر ع م	54210
د ص ت س م ل ا	(NP_061113.1) يرش ب ال TREM1 م 21-200 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ن ل ا ة د ي ح و ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ناسن ا
SWISS	Q9NP99
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	18kDa/26kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك