

Trop-2 نيٲوربل داضم يبنرأ ةليسنل ديح و داضم مسج P09758 - يقفدتل يولخلل سايقلل عون نم يرشبلل رصنل مقرر: CM0005300



ةمدقم

بـ نرتقم يبنرأ ةليسنل ديح و داضم مسج
يرشبلل Trop-2 نيٲوربل فدهتسي
سايقلل يف مادختسالل هدامتعا مت (TACSTD2)
يف ثحبلل يلاثم . يقفدتل يولخلل
تانيعلل يف مرولل تادضتسم نع ريبعتل
ةميشملل ناطرس ايلخ كلذ يف امب ،ةيرشبلل
سايركنبلل او .

ديزلل فرعا

رايعمل	ةمئل
جتمل ملسا	يرشبلل Trop-2 لـ داضم يبنرأ ةليسنل ديح و داضم مسج
ةراعتسملاء امسألل/تاطحالل	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
عونل	يرشب
نجلل فرعم	4070
يعانمل دضتسمل	(NP_002344.2) يرشبلل نيٲوربل نم 274 لىل 27 نم ةينمألل اصامألل عم قفاوتي لسلست لىل عوتحي فلتؤم يجامدنل نيٲوربل
ردصلل	بنرأ
ةئل	ةليسنل ةديح و ةداضمل ماسألل
قبيطتل	FC (يقفدتل يولخلل سايقلل)
يلدابتل لعافتل	يرشب
زمر SWISS	P09758
نيٲوربلل نزو	نوتلاد وليك 35
نشلل	جلت سيك