

## Vcam-1/Cd106 ني تورب دض بنرأ ةل س ن ال يداحأ داضم P19320 - ي ق ف د ت ال Cytometry ل اب ل ي ل ح ت ل ل ( ) يرش ب ال CM0012458 : ر ص ن ع ال م ق ر



### ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر ت ق م ب ن ر أ ة ل س ن ال يداحأ داضم  
ب س ا ن م ، يرش ب ال VCAM-1/CD106 ني تورب  
ر ي ب ع ت ل ل ي ق ف د ت ال cytometry ل اب ل ي ل ح ت ل ل  
ا ي ا ل خ ل و ة ن ا ط ب ال ا ي ا ل خ ل ا ي ف VCAM-1 ن  
ت ا ي ر ك ل ق ا ص ت ل ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ة ي ع ا ن م ل  
ة ي ب ا ه ت ل ال ت ا ي ل م ع ل و ا ء ا ض ي ب ال

### د ي ز م ل ف ر ع ا

| ر ا ي ع م ال                        | ه م ي ق ل ا                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت ن م ال م س ا                    | يرش ب ال VCAM-1/CD106 ني تورب دض بنرأ ةل س ن ال يداحأ داضم                                                                                                            |
| م س ا / ا ط ا ح ال م<br>ر ا ع س ت م | CD106; INCAM-100                                                                                                                                                      |
| ع و ن ل ا                           | يرش ب                                                                                                                                                                 |
| ن ج ال ف ر ع م<br>(ر ش ب ل ل)       | 7412                                                                                                                                                                  |
| ن ج ال ف ر ع م                      | 7412                                                                                                                                                                  |
| ي ع ا ن م ا د ص ت م ال              | يرش ب ال VCAM-1/CD106 ني تورب ل 698 ي ل 25 ن م ة ي ن م ا ل ا ض ا ح ا ل ا ق ف ا و ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ني تورب ف ل ت ؤ م (NP_001069.1). |
| ر د ص م ال                          | ب ن ر أ                                                                                                                                                               |
| ة ف ا                               | ة ل س ن ال يداحأ داضم ال                                                                                                                                              |
| ق ي ب ط ت ال                        | FC                                                                                                                                                                    |
| ل د ا ب ت م ال ا ع ا ف ت ال         | يرش ب                                                                                                                                                                 |
| SWISS                               | P19320                                                                                                                                                                |
| ن ني تورب ال ن ز و                  | 71kDa/74kDa/81kDa                                                                                                                                                     |
| ن ح ش ل ا                           | ج ل ت س ي ك                                                                                                                                                           |