

مادختس ال درق/يرشب CD16 ج. ل. ةل س ن ال يداج ا داضم ب ن ر ا Fc - P08637 / O75015

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0011270



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ن ي ن ر ا ل ن م ة ل س ن ال يداج ا داضم م س ج درق و يرشب ال CD16 ف د ه ت س ي ع م ن م ق ق ح ت ال م ت (FCGR3A/3B) س و غ ل و م و ن س ال (Flow Cytometry)، ا ي ال خ ل ق ف د ت ل ه ت ح ال ص NK ا ي ال خ ل ي ر ه ا ط ل ط م ن ل د ي د ح ت ل ي ل ا ث م و ه و ي ل ع ة د م ت ع م ل ا ة ي و ل خ ل ا ة ف ي ط و ل ا ب ر ا ج ت و (ADCC) ة د ا ض م ل م ا س ج ا ل.

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	mAb درق/يرشب CD16 ج. ل. داضم ب ن ر ا
ة ر ا ع ت س م ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
ع ا و ن ا ل ا	ن ا س ن ا
م ج ال فر ع م (GeneID) (ن ا س ن ا)	2214/2215
م ج ال فر ع م (GeneID)	2214/2215
د ص ت س م ل ا	FCGR3A/FCGR3B ن م 20-208 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ا ل ا	ة ل س ن ال يداج ا ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	س و غ ل و م و ن س ، ن ا س ن ا
SWISS	P08637/O75015
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	29KDa/26KDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك