

ق ف د ت ل س ا ي ق ل د ر ق / ي ر ش ب C d 4 ل ـ ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م ب ن ر أ P01730 - ي و ل خ ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0005368



ة م د ق م

ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ل د ا ض م ل ا ذ ه recognizes ي
د ر ق ل و ، ي ر ش ب ل C D 4 ن ي ت و ر ب ب ن ر أ ل
، ع م ق ف ا ر ت م . ي س و س ي ر ل د ر ق ل و ، ي غ ل و م و ن س ل
، ي و ل خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت
ث ا ح ب أ و ة د ع ا س م ل T ا ي ا ل خ د ي د ح ت ل ب س ا ن م و
ة . ي ر ش ب ل ة ع ا ن م ل ص ق ن س و ر ي ف

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	mAb د ر ق / ي ر ش ب C D 4 ل ـ د ا ض م ب ن ر أ
ر ا ع ت س م م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	920
ن ي ج ل ا ف ر ع م	920
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل C D 4 ل ـ ب ي ك ر ت ل د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ا ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي س و س ي ر د ر ق ، ي غ ل و م و ن س د ر ق ، ن ا س ن ا
SWISS	P01730
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	51kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك