


Cd45 - ج. داضم الـ بن رأة لـ س ن الـ دي و داضم الـ مسجل الـ P08575 - يولخل قفدت الـ اب سايق لـ لـ درق الـ / يرش ب الـ رصن الـ م قر: CM0012579



ةمدقم

داضم فلـ تؤم يـ بن رأة لـ س ن الـ دي و داضم مسجل
نم ققحت الـ م ت، يـ درق الـ / يرش ب الـ CD45 -
يـ لـ ا ثـ م. يـ ولـ خـ لـ قفدت الـ اب سايق لـ لـ هـ تـ حـ ص
تـ اـ يـ رـ كـ لـ لـ ا ع و م جـ لـ يـ عـ ا نـ مـ لـ فـ يـ نـ صـ تـ لـ لـ
ة صـ يـ خـ شـ تـ لـ ا تـ ا قـ يـ بـ طـ تـ لـ Fـ يـ ا ضـ ا بـ الـ
ة. يـ حـ بـ لـ ا و.

ديـ زـ مـ لـ فـ رـ عـ ا

ةمدقم الـ	ةمدقم الـ
جـ تـ مـ لـ مـ سـ ا	يـ درق الـ / يرش ب الـ CD45 - ج. داضم الـ بن رأة لـ س ن الـ دي و داضم الـ مسجل الـ
راعت سـ مـ سـ ا / ا ط ا ح الـ م	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
عـ و ن الـ	يرش ب
نـ يـ جـ الـ فـ رـ عـ م	5788
نـ يـ جـ الـ فـ رـ عـ م	5788
يـ عـ ا نـ مـ لـ د ضـ تـ سـ مـ الـ	(P08575) يرش ب الـ CD45 نـ يـ تـ و ر ب نـ م 26-577 ة نـ يـ مـ ا لـ ا صـ ا حـ ا لـ ا ع م قـ فـ ا و تـ يـ لـ سـ لـ سـ تـ يـ لـ ع يـ و تـ حـ يـ فـ لـ تـؤم يـ جـ ا مـ د نـ ا نـ يـ تـ و ر ب.
رـ د صـ مـ الـ	بـ نـ رـ ا
فـ ا فـ ا	ة لـ سـ ن الـ ة دـ يـ و داضم الـ مـ ا سـ جـ ا لـ ا
قـ يـ بـ طـ تـ لـ a	FC (يـ ولـ خـ لـ قفدت الـ اب سايق لـ لـ ا)
لـ د ا بـ تـ مـ لـ ع ا فـ تـ a	يـ درق يـ سـ لـ و مـ يـ س، يرش ب
SWISS	P08575
نـ يـ تـ و ر ب الـ نـ زـ و	نـ و تـ a لـ a و لـ يـ K 147 / نـ و تـ a لـ a و لـ يـ K 143 / نـ و تـ a لـ a و لـ يـ K 141 / نـ و تـ a لـ a و لـ يـ K 136 / نـ و تـ a لـ a و لـ يـ K 131
حـ شـ لـ a	يـ جـ لـ T سـ يـ K