

ي درق ال/يرش ب ال Cd69 دض ب نرأ ةلي سننل دي ح و داض م مسج Q07108 - ي ولخ ال قفدت ال سايق ل - ب نرت ق م ال

رصنن ال مقرر: CM0007808



ةمدقم

دض ب نرت ق م ب نرأ ةلي سننل دي ح و داض م مسج م ت. (SWISS: Q07108) يرش ب ال CD69 دضت سم ي ولخ ال قفدت ال سايق ل هتي حالص نم ققحت ال. يروم انسل نادعسل او رش ب ال تاني عىل عيغانم ال ايلخ ال طيشنت ثا ب أ ب سانم يغانم ال يويح ال نزاوتل او.

دي زم ال فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مس	ي درق ال/يرش ب ال CD69 دض ب نرأ ةلي سننل دي ح و داض م مسج
ةراعتسم الءامس ال/اتاطح ال	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
عون ال	ناسن
نيج ال فرع م	969
يغانم ال دضتسم ال	(NP_001772.1) يرش ب ال CD69 نم 199 لى 78 نم ةيني مأل اصامأل قباطم لسلسل عىل يوتحي فشتؤم يجامدن ني تورب
ردص ال	ب نرأ
ةئف ال	ةلي سننل ةدي ح و داض م ال ماسح ال
قبيطت ال	ي ولخ ال قفدت ال سايق (FC)
عطاقت ال لعافت ال	يروم انسل نادعسل، ناسن
SWISS تاناي ب ةدعاق	Q07108
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 23
نحش ال ةقيرط	جلت سيك