

J- Cd69 داضم لم بنرأل ةل س ن ل ي د ا ح أ داض م س ج

Q07108 - يول خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل د ر ق ل / ر ش ب ل

مصنوع رقم: CM0004166



مقدم

ب- نرتقم بنرأل نم ةل س ن ل ي د ا ح أ داض م س ج
م ت و ، ك ا ك م ل د ر ق و ي ر ش ب ل C D 6 9 ف د ه ت س ي
ي ل ا ث م . يول خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق ل ه ن م ق ق ح ت ل
ة ي ع ا ن م ل ا ي ا ل خ ل ط ي ش ن ت ة س ا ر د ل
ا ه ب ا ب ت ت س ا و .

ديزمل فرع

رأي علم	هـ ي ق ل ا
ج ن م ل م س ا	د ر ق ل / ر ش ب ل C D 6 9 ج ل د ا ض م ل م ب ن ر ا ل ة ل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
ف د ه ت س م ل ي ح ل ا ن ا ك ل ا	ر ش ب ل
م ر ش ب ل (ل ي ج ل ف ر ع م	969
ن ي ج ل ف ر ع م	969
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	(NP_001772.1) ي ر ش ب ل C D 6 9 م 7 8 - 1 9 9 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا ل ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م ل م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	يول خ ل ق ف د ت ل س ا ي ق
ك ر ت ش م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ك ا ك م ل د ر ق ، ر ش ب ل
SWISS	Q07108
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 2 3
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك