


Cd86 نيٲورب ال دض ب نرأ ةل يسننل ا يدأ ال داضم ال مسجل P42081 - يولخل قفدت ال اب سايق لل يدرق ال/يرشب ال

رصننعل مقرر: CM0008050



ةمدقم

ب قفارت م ي ب نرأ ةل يسننل ا يدأ ال داضم مسجل
د رقل او يرشب ال CD86 نيٲورب ال فدهت سي
م ادختس ال لهت حص نم ققحت ال مت ، يمانس ال
ء يزج CD86 دغ ي . يولخل قفدت ال سايق ي ف
م يدقت ا يال خ يلع دوجوم دعاسم زفحم
ا يال خ ال طيشننل يوررض وه ت ادضتسم ال
ةعانم ال ملع ثاأ ب سانم . ةئائات ال

ديزم ال فرع

ةم يال	ةم يال
جتنم ال مسا	يدرق ال/يرشب ال CD86 نيٲورب ال دض ب نرأ ا يدأ ال داضم ال مسجل
ةراعتسم ال ءامسأل/تاطحال ال	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
عون ال	يرشب
نجل الفرع	942 (يرشب)
يعانم ال دضتسم ال	(NP_787058.5) يرشب ال CD86 نيٲورب ال نم 241 ي ل 20 نم ةني مأل ضامأل لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيٲورب
ردصم ال	ب نرأ
ةئف ال	ةل يسننل ا يدأ ال داضم ال مسجل
قبطت ال	FC (يولخل قفدت ال سايق)
لدابتم ال لعافت ال	يمانس درق ، يرشب
SWISS	P42081
نيٲورب ال نزو	نوتلاد وليك 38
نحش ال	جلت سيك