

Mab - P01871-1 يدرقلل/يرشب ال Igm -ل داضم بنرأ

رصنع ال مقرر: CM0007850

مقدم

قفارتم بنرأل نم ةلېسنل يداأ داضم مسج
ةلسلسلل ةتباتل ةقطنم ال فدهتسي عم
(P01871-1) يدرقلل/يرشب ال Igm -ل ةلېقثل
قفدتو IF/ICC -ل هتېحالص نم ققحتل مت
ةيئابل ايلالخل اناأبأل يلاثم .ايلالخل
تاسي اقم ل ريوطت ي فيعانم ل نيلولولغل او
ةيصيخش ل

ديزمل الفرع

لماعم ال	ةمي ال
جتنم ال مسا	Rabbit anti-Human/Monkey IgM mAb
راعتم مس/اتاطحال م	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulin heavy constant mu
عاونأل	ناسن
GeneID (ناسن)	3507
GeneID	3507
دضتم ال	(P01871) يرشب ال IgM نم 218-453 ةني مأل ضامأل يلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	ةلېسنل يداأ داضم ماسج
قبطت ال	IF/ICC, FC
بالصت ال لعافت ال	ناسن cynomolgus درق
SWISS	P01871-1
نيتوربال نزو	49kDa
نحل ال	جلت سيك