

Igm - J- داضم الم ي بن رأ ال ة ل ي سن ال دي و داضم الم مس ج ال P01871-1 - ي درق ال/ي رش ب ال ر ص ن ع ال م ق ر : CM0004538

ة م د ق م

فل ت ؤ م ي بن رأ ة ل ي سن ال دي و داضم م س ج
ة ت ب ا ث ل ت ا ب ث ل ة ق ط ن م ف د ه ت س ي ب ط ب ت ر م
د ر ق ل ا و ر ش ب ل ي د ل ة ل ي ق ث ل Igm ة ل س ل س ل
ي ع ا ن م ل ق ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ب س ا ن م . و ن و ن س ل
ي ق ف د ت ل ي و ل خ ل س ا ي ق ل ا و (IF/ICC، IF-P)

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ي درق ال/ي رش ب ال Igm - J- داضم الم ي بن رأ ال ة ل ي سن ال دي و داضم الم مس ج ال
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	IGHM; AGM1; MU; VH; ا ي م و ي م ل ي ع ا ن م ل ل ي ق ث ل ت ب ا ث ل ا (immunoglobulin heavy constant mu)
ع و ن ل ا	ي رش ب
م ي ر ش ب (ي ر ش ب) ن ي ج ل ا ف ر ع م	3507
ن ي ج ل ا ف ر ع م	3507
ي ع ا ن م ل د ل و م ل ا	(P01871) ي رش ب ال Igm - J- 453 ي ل 218 ن م ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن رأ
ة ف ا	ة ل ي سن ال ة د ي و داضم الم ا س ج ال ا
ق ي ب ط ت ل ا	IF/ICC، IF-P، FC
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	و ن و ن س د ر ق ، ي رش ب
SWISS	P01871-1
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 51 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 49
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك