


Rabbit Anti-Human/Monkey Ki67 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - P46013

رقم المنتج: CM0011146



مقدمة

عمق فارت مبنراً نم ةلېسنل ايداحاً داضم مسج ققحتل مت، يدرو ويرشبل Ki67 ىلع فرعتي ايلخل لخل ايلخل قفدتل سايقل هتصح نم ثاحبأو ةلخل ةرود في ايلخل رثاكت سايقل ناطرسل.

ديزل فرع

لماعل	همل
جتنملا مس	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
راعتسم مس/اتطاحالم	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
عاولا	ناسن
نجل فرعم (ناسن)	4288
نجل فرعم	4288
دضتسملا	NP_002408.3) يرشبل Ki67 نم 2271-2370 ةنيملال ضامحال لخل لسلسل عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةلېسنل ايداحاً داضم ماسج
قبطتلا	FC (لخل)
عطاقتل لعافتلا	كاكم درق، ناسن
SWISS	P46013
نيتوربل نرو	319kDa/359kDa
نحشل	جلت سيك