

Rabbit Anti-Human/Mouse Foxp3 Monoclonal Antibody For Fc (Intra) - Q9Bzs1

رصدن عل مقر: CM0010070



ةمدقم

FOXP3 دض بنرأ نم ةللسنل يداحأ داضم مسج يولخل قفدتل ساقل يرأفل/يرشبل FOXp3 عمأبلاصتم لعافتل (FC intra). يلخادل Treg ثاحبأل بسانم. يرأفل او يرشبل

ديزل فرع

لماعل	ةمقل
جتنملا مسا	Rabbit anti-Human/Mouse FOXP3 mAb
ةراعتسم ءاس/اتطاحالم	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
عاولال	رأف/ناسن
نجل فرعم (يرشب)	50943
نجل فرعم	50943
دضتسملا	NP_054728.2) يرأفل/يرشبل FOXp3 نم 1-100 ةنيملأضامحال لخاد لسلسلست عم قفاوتل يغانطصا ديتبب إيعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةللسنل يداحأ ءداضم ماسج
قبططتل	FC (intra)
بلاصتمل لعافتل	رأف، ناسن
SWISS	Q9BZS1
نيتوربل نزو	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
نحشل	جلت سيك