

Pdgfra/Cd140A رافل/يرشب لل ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م ب ن ر ا Fc - P16234 ة ي ن ق ت ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0010095



ة م د ق م

ق ف ا ر ت م ب ن ر ا ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
م ت ، ر ا ف ل / ي ر ش ب ل ا Pdgfra/Cd140a د ض ع م
ا ي ا ل خ ل ا ق ف د ت ة ي ن ق ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا
ر و ط ت ل ا ي ف PDGF ت ا ر ا ش ا ة س ا ر د ل ب س ا ن م
ن ا ط ر س ل ا ث ا ح ب ا و ، ح و ر ج ل ا ن م ء ا ف ش ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Pdgfra/Cd140a رافل/يرشب لل ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م ب ن ر ا
ر ا ع ت س م م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
ع ا و ن ا ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	5156
ن ي ج ل ا ف ر ع م	5156
د ض ت س م ل ا	(NP_006197.1) ي ر ش ب ل ا Pdgfra ن م 24-524 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر ا ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P16234
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	24kDa/82kDa/123kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك