


ق ف د ت ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج C d 1 1 B ر أ ف ل ل د ا ض م ب ن ر أ P 0 5 5 5 5 - ا ي ا ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : C M 0 0 0 8 7 3 1



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج C D 1 1 b ي ر أ ف ل (Integrin alpha-M, CR3, MAC-1). ق ف د ت ت ا ق ي ب ط ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب د ض ت س م . (F C) ا ي ا ل خ ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي . (aa 143-337) ة د ي ح و ا ي ا ل خ ل ا ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ر أ ف ل ا ة ر ي غ ص ل ا ة ي ق ب د ل ا ي ا ل خ ل ا و ة ي م ع ل ب ل ا / و ا و ن ل a . UniProt P05555.

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت م ن م ل ا م س ا	C D 1 1 b m A b ر أ ف ل ل د ا ض م ب ن ر أ
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	C R 3 ; C R 3 A ; M A C 1 ; C d 1 1 b ; L y - 4 0 ; M a c - 1 ; M a c - 1 a ; C D 1 1 b / C D 1 8 ; F 7 3 0 0 4 5 J 2 4 R i k
ع ا و ن أ ل ا	ر أ ف ل ا
GeneID	16409
GeneID (ا ي ر ش ب ل ا)	3684
د ض ت س م ل ا	C D 1 1 b ي ر أ ف ل (NP_032427.2) ن م 143-337 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	F C
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ا
SWISS	P05555
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	127 kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك