

ج. فc - Q8R2Y2 ج. يرأف ال Cd146 ج. ةل يسننل ا يداح ا داضم بنرأ رصنع ال مقرر: CM0010547

ةمدقم

دض قفارت م بنرأل ن م ةل يسننل ا يداح ا داضم
ن م ققحتل م ت. يرأف ال (MUC18/gicerin).
فدهت سي. يولخل قفدتل ساقل هتصح
يلاثم. (aa 24-563) يولخل جراخ قاطنل
ةقبطل او ينينال يمل م رولا قاصتلت اساردل
ة. يناطب ال ايلخل ا يداح ا.

ديزمل فرع ا

لماعم ال	ةم يال
جت نمل م سا	mAb يرأف ال Cd146 ج. داضم بنرأ
راع تس م س/ات اطخال م	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
عون ال	رأف
(ناسن ا) نجل ال فرع م	4162
نجل ال فرع م	84004
دضت سمل ا	(NP_075548.2) يرأف ال Cd146 ن م 24-563 ة ينم أال صامحال ل خاد لسلسلست عم قفاوت ي بيكرتلا داغم ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةل يسننل ا يداح ا داضم
قي بطت ال	FC
عطاقت الم لعافت ال	رأف
SWISS	Q8R2Y2
ني تورب ال نزو	71kDa
نحش ال	جلت سيك