

Rabbit Anti-Mouse Cd34 Monoclonal Antibody For Fc - Q64314

رقم المنتج: CM0004836

مقدمة

Rabbit anti-Mouse CD34 monoclonal antibody for flow cytometry. Recognizes mouse CD34 (41kDa), involved in hematopoietic progenitor cell adhesion and stem cell attachment. Suitable for mouse FC assays.

معلومات إضافية

اسم المنتج	الاسم العلمي
جنت الماس	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
مستخلص/مستخلص	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
نوع	Mouse
GeneID (Human)	947
GeneID	12490
نوع المنتج	Recombinant protein Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 35-287 of mouse CD34 (NP_598415.1).
مصدر المنتج	Rabbit
نوع	Monoclonal Antibodies
نوع المنتج	FC
نوع المنتج	Mouse
SWISS	Q64314
نوع المنتج	41kDa
نوع المنتج	Ice bag