

- اِيالخال قفدتل يرأفل Cd34 ل- ةلِسنل اِيءاأ ءاضم بئرأ Q64314

رصنع ال مقرر: CM0009441

ةمدقم

CD34 ءض بئرأل نم ةلِسنل اِيءاأ ءاضم فءهتسي. اِيالخال قفدتل عم قفارتم، يرأفل CD34، مءلل ةنوكمل اِيءءال اِيالخال ءضتسم ةِيءءال اِيالخال ءاأبأ ف ةِيسيئر ةمالع وهو. نارئفل ءانيل عل بسانم. مءل نوكتو

ءيزملل فرع

لماعمل	هميلا
ءننم ال مسا	يرأفل CD34 ل- ةلِسنل اِيءاأ ءاضم بئرأ
راعءسم مس/ءاطءال م	CD34; ءيزء CD34; GIG3; MORT1
عونل	رأف
ناسنل (نلءال فرعم	947
نلءال فرعم	12490
ءضءسم ال	يرأفل CD34 نم 35-287 aa) بئكءرءل ءاعم نلءورب (NP_598415.1
رءصم ال	بئرأ
ةئفل	ةلِسنل اِيءاأ ءاضم
قئبءلءل	FC
عءاقءم ال لعافءل	رأف
SWISS	Q64314
نلءورب ال نزو	41 kDa
نءءل	ءلء سئك