


Fc - ةي نقتل يرأف ال Cd38 ل- ةلي سننل ايداحأ داضم بنرأ P56528

مصنوع ال مقرر: CM0005263



ةمدقم

دض عم قفارت م بنرأ ال نم ةي بسننل ايداحأ داضم
هتحص نم ققحت ال م ت، يرأف ال CD38
يلاثم. يولخل القدت ال سايق ي ف همدختس ال
ايالخل تاراش إ ي ف CD38 رود ةسار دل
جدامنل ي ف اهتج هو، اهطي شنتو، ةي وافم ي لل
ةيرأف ال.

ديزل م فرعا

لماعل	ةمي قل
جت م ال مسا	Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
راع س م س/اتاطحال م	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
عون ال	رأف
نسانن) ني ج ال فرعم	952
ني ج ال فرعم	12494
دضت س م ال	(NP_031672.2) يرأف ال CD38 نم 304-45 ةي ني م ال اضا م ال عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي بيكرت ال داغم يجامدن ني تورب / بيكرت ال داغم ني تورب
ردص م ال	بنرأ
ةئف ال	ةلي سننل ايداحأ داضم
قي بطت ال	FC
عطاقت الم لعافت ال	رأف
SWISS	P56528
ني تورب ال نزو	34kDa
نحش ال	جلت سيك