


Rabbit Anti-Mouse Cd44 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P15379

رخصن عل مقرر: CM0012292



ةمدقم

ل داضم بنرأ نم ةللسنل ايداحأ داضم مسج سايق ل ممصم . عم قفارت م يرأف ال CD44 دضتسم يل ع فرعتو ، يولخل قفدت ال يف ةمساح أراودأ CD44 بعلي . يلصلأ يرأف ال راشتناو ، ةيوافم لل ةدوعلاو ، ايلخل قاصتلا ماروألاو ةعانملا ملع ثاحبأل يلاثم . م رولا

ديزملا فرع

لماعملا	ةميقل
جتنملا مس	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
راعنسم س/س/اطحالم	Ly-24; Pgp-1; HERMES
عونلا	رأف
GeneID (يرشبلا)	960
GeneID	12505
دضتسملا	(NP_033981.2) يرأف ال CD44 نم 23-176 ةينيألا ضامألا عم قفاوت ي لسلسل عل يوتحي بيكرتلا داعم يجامدن نيوتوب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةللسنل ايداحأ ةاضم ماسجأ
قبيطتلا	FC
عطاقملاعافلا	رأف
SWISS	P15379
نيوتوبلا نرو	85kDa
نحشلا	جلت سيك