

Fc - و If/Icc ج- يرأف ال Cd45 ج- ةليسننل ايداحأ داضم بنرأ P06800

CM0008735 :رصنع ال مقرر

ةمدقم

قفارتم نينرألأ نم ةيبسننل ايداحأ داضم مسج همنم ققحتل مت (PTPRC) يرأف ال CD45 دض عم (FC) ايلخال قفدتو (IF/ICC) ةعانملا ةعانمل ءاضيب ل تايركلل ءئاشل دضتسم ل فشكي (L-CA) نارف ل تاني عي في .

ديزمل فرعا

لماعملا	هميقل
جتنملا مسا	يرأف ال CD45 ج- ةليسننل ايداحأ داضم بنرأ
مس/اطحال م راعستم	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
عونل	رأف
ناسن) نيجل فرعم	5788
نيجل فرعم	19264
يعانملا دضتسملا	يرأف ال CD45 نم 26-566 ءينمألا ضامألا عم قفاوتي لسلسل يلع يوتجي بيكرتل داغم جيامدنأ نيئورب :بيكرتل داغم نيئورب (NP_001104786.2).
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننل ايداحأ داضم ماسجأ
قيبطتل	IF/ICC, FC
عطاقتل لعافتلا	رأف
SWISS	P06800
نيئوربلا نزو	130kDa/140kDa/144kDa
نشل	جلت سيك