

Q61735 - يولخلال قفدتال سايقول Cd47 Mab رأفل داضم بنرأ

رصنعلال مقر: CM0009440

ةمدقم

طبترم بنرألال نم ةللسنللا ديحو داضم مسج رأفلل (IAP) CD47 دض ةيعونلل يلاعو-ب لعافتى. recombinant (aa 19-135) ت دضتسم سايقول ممصم. يرأفلال CD47 عم ددحم لكشب ملعو ةعانملا ثاحبأ ي (FC) يولخلال قفدتال ي.عانملا ماروأل

ديزملال فرعا

رايعملا	ةميقل
جتنملا مسا	Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
راعنسم مس/اتاطحال م	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
عونلا	رأف
GeneID (ناسن)	961
GeneID	16423
دضتسملا	recombinant يراهصنا نيورب recombinant يوتحي لسلست لىل ع يوتحي (NP_034711.1). يرأفلال CD47 نم 19-135 ةينيأال ضامألال عم قفاوتى لسلست لىل ع يوتحي
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةللسنللا ةديحو ةداضم ماسجأ
قيبطتلال	FC
عطاقتال لعافتال	رأف
SWISS	Q61735
نيوربلا نزو	33KDa/35KDa
نحشلا	جلت سيك