

دض ةلبيسننل ةيداحأل ةداضم ال ماسجأل يولخل سايقلل ب ةموسؤم ال يرأفل Cd66A/Ceacam1 P31809 - يقفدت ال

رصننعل مقرر: CM0004730



ةمدقم

ب قفارتؤم يبنرأ ةلبيسننل ةيداحأ داضم مسج
يرأفل Cd66a/CEACAM1 ني تورب فدهتسي
سايقل يف مادختسالل هتحص نم ققحتل مت
طيمنتل تاسارد لهسي . يقفدت ال يولخل
تالعاتو ، ةيعانم ال شيتفتل طاقن ، يعانم ال
ضارم ال عم لئاعل

ديزمل فرع

رايعم ال	ةم يال
جت منم ال مسا	ب موسؤم يرأفل Cd66a/CEACAM1 دض يبنرأ ةلبيسننل ةيداحأ داضم مسج
ةراغتسم ال ءامسأل/تاطحال ال	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
عون ال	رأفل
يرشب ال فرع	634
نيج ال فرع	26365
يعانم ال دضتسم ال	(NP_001034274.1) يرأفل Cd66a/CEACAM1a ني تورب 35-428 ةيني مأل ضامأل نم يني مأل لسلست يلغ يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةف	ةلبيسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ
قيبطت ال	FC (يقفدت يولخل سايق)
عطاقم ال لعافت ال	رأفل
SWISS	P31809
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 30/نوتلاد وليك 37/نوتلاد وليك 50/نوتلاد وليك 57
حلش ال	جلت سيك