


Rabbit Anti-Mouse Cd8A Monoclonal Antibody For Fc - P01731

رقم المنتج: CM0004564



مقدمة

CD8a مضاد بروتين من عائلة بروتينات الغشائية (مستقبلات) (27 رافيد) رافيد لل CD8a يلع فرع تي (FC) ايلالخل قفدت ةينقتل ايلالخل ةعانملا ملع تاساردل (Lyt-2) رافيدل ةيئاتل. Uniprot P01731.

ديزيمال فرع

رايملا	هيملا
جتنملا مسا	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
راغتسم مس/اتاطحال	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
عونلا	راف
GeneID (يرشبلا)	925
GeneID	12525
دصتسملا	(NP_001074579.1) رافيدل CD8a م 28-196 ةينمألا صامأالا عم قفاوتيل لسلسل يلع ويوتحي بيكرتلا داعم يجامدنا نيوترب
ردصملا	برنأ
ةفلا	ةليسنلا ةيدألا ةاضم ماسأا
قبيطتلا	FC
عطاقملا لغافتلا	راف
SWISS	P01731
نيوتربلا نزو	27kDa
نحشلا	جلت سيك