

فحصُ المِ CD90.2 يُرَافِ دُصَّ يَبْنَرَأَ ةَلَيْسَنَل دِيحُو دَاضَم مَسَج P01831 - يُولُخَل قَفَدَتَل سَايَقَل - ب

مَقَر: CM0010359 رَصْنَعَل

مَدَقَم

نَرْتَقَم يَبْنَرَأَ ةَلَيْسَنَل دِيحُو دَاضَم مَسَج
CD90.2 رَأْفَل دُضْتَسَم فَدَهْتَسِي رُوفُورُولُفَلَاب
نَع يَغُونَلَاو سَاسَحَل فَشَكْلَل يَلَاثَم (Thy-1.2)
يَرَأْفَل Thy-1 نَيْتُورِبُوكِيَلْجَل رِيْبَعَت
تَاسَارْدَل يَف يُولُخَل قَفَدَتَل سَايَق ةَطَسَاوَب
ةَيَعَانَمَل.

دِيْزَمَل فَرْعَا

لَمْعَمَل	هَمِيَقَل
جَتْنَمَل مَسَا	ب-فحصُ المِ CD90.2 يُرَافِ دُصَّ يَبْنَرَأَ ةَلَيْسَنَل دِيحُو دَاضَم مَسَج
ةَلَيْدَب ءَامَسَا/تَاطَحَا م	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
عَوْنَل	رَأْفَل
مَرْجَلَل (رَشَبَلَل) فَرْعَم	7070
نَجِيْجَل فَرْعَم	21838
يَعَانَمَل دُضْتَسَمَل	فَلْتُؤَم نَيْتُورِب
رَدَصَمَل	بَنَرَأَل
ةَفَا	ةَلَيْسَنَل دِيحُو دَاضَمَل مَاسَحَا
قِيْبَطَتَل	(FC) يُولُخَل قَفَدَتَل سَايَق
لَدَابَتَمَل لَعَاْفَتَل	رَأْفَل
SWISS تَانَايَا ةَدْعَا	P01831
نَيْتُورِبَل نَزُو	18 نَوْتَلَادُولِيْكَ
نَحْشَل	جَلْتَسِيْكَ