

FcγRI/Cd64 لبن قس دم ب نرأ ةل س ن ل د ح و د ا ض م ل م س ج ل  
P26151 - ي ول خ ل ق ف د ت ل ل ي ر أ ف ل  
CM0005812 : ر ص ن ع ل م ق ر

ة م د ق م

د ض ب ن ر أ ة ل س ن ل د ح و د ا ض م ل م س ج ل  
ل ي ل ح ت ل ل ي ر أ ف ل FcγRI/CD64 لبن قس دم  
لبن قس دم ن ع ف ش ك ي (FC) ي ول خ ل ق ف د ت ل ل  
و ه ، م ع ا ل ب ل ي ل ع د و ج و م ل ط ا ب ت ر ا ل ي ل ا ع I g G  
ة ي ف ي ك ت ل ل ا و ة ي ر ط ف ل ا ع ا ن م ل ث ا ح ب أ ل ي ر و ر ض  
ر أ ف ل د ن ع ع ا ن م ل ت ا س ا ر د ل ب س ا ن م

د ي ز م ل ف ر ع ا

| ة م ل ع م ل                     | ة م ي ق ل                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ح ت ن م ل م س ا                 | ي ر أ ف ل FcγRI/CD64 د ض ب ن ر أ ة ل س ن ل د ح و د ا ض م ل م س ج ل                                                                                                          |
| ل ي د ب م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI                                                                                                                                                   |
| ع و ن ل                         | ر أ ف ل                                                                                                                                                                     |
| ر ش ب ل ل ن ج ل ف ر ع م         | 2209                                                                                                                                                                        |
| ن ج ل ف ر ع م                   | 14129                                                                                                                                                                       |
| ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل         | (NP_034316.1) ي ر أ ف ل FcγRI/CD64 ن ي ت و ر ب م 297 ي ل 25 م ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ل ا ج ا م د ن ا ل ن ي ت و ر ب |
| ر د ص م ل                       | ب ن ر أ                                                                                                                                                                     |
| ة ف ا                           | ة ل س ن ل د ح و د ا ض م ل م ا س ج ا ل                                                                                                                                       |
| ق ي ب ط ت ل                     | (FC) ي ول خ ل ق ف د ت ل                                                                                                                                                     |
| ل د ا ب ت م ل ا ع ا ف ت ل       | ر أ ف ل                                                                                                                                                                     |
| ز م ر S W I S S                 | P26151                                                                                                                                                                      |
| ن ي ت و ر ب ل ن ز و             | ن و ت ل ا د و ل ي ك 44                                                                                                                                                      |
| ن ح ش ل ا ة ق ي ر ط             | ج ل ث س ي ك                                                                                                                                                                 |