

Rabbit Anti-Mouse FcγRI/Cd64 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P26151

رقم المنتج: CM0006132

مقدمة

يتم إنتاج هذا الجسم المضاد من قبل شركة CamelBio (SWISS: P26151) ، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة من نوع IgG1 ، يحدّد بروتين FcγRI/CD64 على سطح خلايا الدم البيضاء. يتم استخدامه في اختبار التدفق الخلوي ، حيث يتم استخدامه لتحديد الخلايا التي تعبر عن FcγRI/CD64. يتم استخدامه في اختبار التدفق الخلوي ، حيث يتم استخدامه لتحديد الخلايا التي تعبر عن FcγRI/CD64.

معلومات إضافية

الاسم	الرقم
جسم مضاد	Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
معلومات إضافية	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
الوزن	رأف
نوع المنتج	2209
نوع المنتج	14129
نوع المنتج	رأف لل FcγRI/CD64 من 25-297 من مصل الدم من خلايا الدم البيضاء (NP_034316.1)
نوع المنتج	رأف
نوع المنتج	هذا الجسم المضاد أحادي النسيلة من نوع IgG1
نوع المنتج	FC
نوع المنتج	رأف
SWISS	P26151
نوع المنتج	44kDa
نوع المنتج	جسم مضاد