

Rabbit Anti-Mouse IL-13 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - P20109

رقم المنتج: CM0004134

مقدمة

توفر CamelBio أجساماً مضادة لمouse IL-13، وهي من عائلة IL-13، والتي تستهدف الخلايا المنتجة لهذه السيتوكينات. الأجسام المضادة هي من نوع IgG1، وتحتوي على 14 باهتالين في كراشي نوتلاد وليك 14. الأجسام المضادة هي من نوع IgG1، وتحتوي على 14 باهتالين في كراشي نوتلاد وليك 14. الأجسام المضادة هي من نوع IgG1، وتحتوي على 14 باهتالين في كراشي نوتلاد وليك 14.

معلومات إضافية

الاسم	الوصف
اسم المنتج	Rabbit anti-Mouse IL-13 mAb
رقم التسجيل/الاسم	IL-13
الوزن	أف
GeneID (يرش)	3596
GeneID	16163
نوع المنتج	(NP_032381.1) IL-13 ج. 20-131 هي من عائلة IL-13، والتي تستهدف الخلايا المنتجة لهذه السيتوكينات فلتوم نيتورب
رقم المنتج	بنا
الوزن	عائلة IL-13 هي من عائلة IL-13، والتي تستهدف الخلايا المنتجة لهذه السيتوكينات
نوع المنتج	FC (أف)
نوع المنتج	أف
SWISS	P20109
نوع المنتج	14kDa
نوع المنتج	جلت سيك