


ةلېسننل ايداجأ داضم مسج Lamp1/Cd107A رأفلل داضم بنرأ P11438 - ايلخل قفدتل

مصنوع ال مقرر: CM0004936



ةمدقم

داضم بنرأل نم ةلېسننل ايداجأ داضم مسج قفدتل عم قفارتم LAMP1/CD107a رأفلل ايلخل ايداشغ يركس نيوتورب فدهتسي. ايلخل ماهتلال في كراشي ةيلال تامي سجلل ةيعي بطلة ةلتاقل ايلخل ةيمسو، يتاذل بيكرتل داعم دضتسم. لئاقنل او، (NK) 208-363 ةيني مأل اضمأل عم قفاوتي

ديزملل فرع

لماعمل	ةميال
جتنم الم سا	LAMP1/CD107a mAb رأفلل داضم بنرأ
راعتسم مس/اتاطحال م	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
عونل	رأف
GeneID (يرشب ال)	3916
GeneID (رأف ال)	16783
دضتسم ال	(NP_034814.2) يرأف ال LAMP1/CD107a نم 208-363 ةيني مأل اضمأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيوتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف	ةلېسننل ايداجأ داضم ماسج
قيبطت ال	FC
عطاقت ال لعافت ال	رأف
SWISS	P11438
نيوتورب ال نزو	43kDa
نحش ال	جلت سيك