

قودت ال ساي قو ل Cd27 درجل/رأفلل ةل س ن ال يداح أ داض م ب ن ر أ P41272 - يولخل ال

رصن عل مقرر: CM0010987

ةمدقم

قو فارت م ب ن ر أ ل ن م ةل س ن ال يداح أ داض م مسج
ن م قق ح ت ل م ت ، درجل/رأفلل Cd27 دض ع م
يولخل ال قودت ال ساي قو ي ف هم ادخ تسال هت حص
وهو ، Cd27 دض تس م ل ع فر ع تي . (FC)
يوي ح ط ش ن م ي ع ان م ش ي ت ف ت ة ط ق ن ل ب ق ت س م
28 : ي ئ ي ن ج ل ن ز و ل . ة ي ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ط ي ش ن ت ل
ع ا و ن أ ل ل ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل . ن و ت ل ا د و ل ي ك
ذ ر ج و ر أ ف .

دي ز م ل ا فر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Cd27 درجل/رأفلل ةل س ن ال يداح أ داض م ب ن ر أ
د ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	S152; Tp55; Tnfrsf7
ع و ن ل ا	ر أ ف
م ا س ن ا (ن ا س ن ا) فر ع م	939
م ا س ن ا فر ع م	21940
د ض ت س م ل ا	(NP_001028298.1) ي ر أ ف ل ا Cd27 م 24-182 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ح ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ةل س ن ال ةل يداح أ داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف
SWISS	P41272
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	28kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك