

ج 2 زيني اك P70 S6 - ج داضم بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم مسج Wb - Q9Ubs0

مقرر: CM0006227

ةمدقم

ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ل ا داضم ل ا مسج ل ا اذ ه ف ش ت ك ي ا ت ي ب ز ي ن ي ا ك S6 م و س و ب ي ر ل ا ن ي ت و ر ب ب ن ر أ ل ا و ه و ، ن ا ذ ر ج ل ا و ن ا ر ئ ف ل ا و ر ش ب ل ا ي ف (p70 S6K2) 2 ق ق ح ت ل ا م ت mTOR. ر ا س م ي ف ي س ي ئ ر ز ي ن ي ا ك ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB - ج ه ن م

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	(mAb) ب ن ر أ ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم مسج 2 زيني اك P70 S6
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ح ا ل ا م	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 2 زيني اك
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ي ر ش ب ل ا (ي ر ش ب ل ا) ف ر ع م	6199
ن ي ج ل ا ف ر ع م	6199
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	(Q9UBS0) ي ر ش ب ل ا 2 زيني اك P70 S6 م ن 1-120 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ه ء ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم م ا س ج ا
ق ي ب ط ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q9UBS0
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 53
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك