

ي ف Cd4 - ل داضم ال ي بنرأل ة ل ي سننل دي ح و داضم ال مسجل P05540 - ي ولخل ق ف دتل سا ي قل - ب موسؤم ال ن اذرج ال

ر ص ن ع ال م قر : CM0007779



ة مدقم

داضم ال ي بنرأل ة ل ي سننل دي ح و داضم ال مسجل ق قحتل مت ، ب موسؤم ال ن اذرج ال ي ف CD4 - ل (FC). ي ولخل ق ف دتل سا ي قل هت حص نم ن اذرج ال ي ف CD4 ني تورب يل ع فرعتي ا ي ال خلل ي عرف ل ب ق تسم وه ، (P05540) ة ي ع انم ال ة با ج ت س ال ت اس اردل ي رور ة ي ات ال ة ع انم ال مل ع ثا ب أل ي ل ا ث م .

ي زمل ا فر ع

راي ع م ال	ه م ي ال
ج تنم ال مس	ن اذرج ال ي ف CD4 - ل داضم ال ي بنرأل ة ل ي سننل دي ح و داضم ال مسجل
را ع ت سم م سا / ت اط ح ال م	Ly49; KlrA1; Ly49s2
ع ون ال	ذ ج
م رش ب) ني ج ال فر ع م	920
ني ج ال فر ع م	24933
ي ع انم ال د ص ت س م ال	(NP_036837.1) ن اذرج ال ي ف CD4 ني تورب ل 394 ي ل 1 ن م ة ني م ال ا ص ا م ال ا ع م ق فا و تي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ني تورب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ال	ة ل ي سننل ة دي ح و داضم ال م اس ج ال
ق ي ب ط ت ال	FC (ي ولخل ق ف دتل سا ي قل)
ل د ا ب ت م ال ل ع ا ف ت ال ل ع ا ف ت ال	ذ ج
SWISS	P05540
ن ني تورب ال ن ز و	51 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك