

Rabbit IgG Isotype Control - Monoclonal Rabbit IgG Isotype Control

رقصنعلال مقر: CM0008897

ةمدقم

يواستمل عونلا نم مكحتلا اذه ميمصت مت
ةلنسلل ايداحأ IgG بنرأل (Isotype Control)
قفدتلا سايق تاقيبطتل ـ ب نرتقملاو
مكحتك لمعي ثيح، (Flow Cytometry) يولخلا
صاخلا طابترالا نيب زيمي متلل قوئوم يبللس
لئلحتلا في ةداضملا ماسجألل صاخلا ريغو
يولخلا.

ديزملال فرعلا

لعلال	ةمقلا
جتنملا مسا	Rabbit IgG isotype control
دصتسملا	IgG بنرأل (Isotype Control) يواستمل عونلا مكحت نم قئشم بكرم ديتبب، يعانطصا ديتبب.
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلنسلل ايداحأ ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	FC
نحشلا	جلت سيك