

- يطمنن الا طمنن الا ةبقارم IgG ءازوجل ابكنم :رصنع الا مقرر CM0004379

ةمدقم

ديحو داضم مسج وه Rabbit IgG isotype control
يولخل قفدتل سايق تاقيبطتل ةلپسنن الا
ةراش زپم تل ةبلس ةبقارمك لمعي (FC)
دحمم لنپولتل نع ةلپسنن الا ريغ ةلپسنن الا
ف مادختسل لبسانم . ةداضم الا ماسجألاب
صخشتل او ثحب الا

ديزمل الفرع

راي عمم الا	ةمق الا
جتنم الا مس	يطمنن الا طمنن الا ةبقارم IgG ءازوجل ابكنم
يعانم الا طشنم الا	ءازوجل ابكنم الا طمنن الا طمنن الا ةبقارم نم قتشم عونصم ديتبب يعانطصالا ديتبب الا
ردصم الا	ءازوجل ابكنم
ةئف الا	ةلپسنن الا ةديحو ةداضم الا ماسجألاب
قيبطتل الا	(FC) يولخل قفدتل سايق
نحش الا	جلت سيك