

Rasgrp3 ةل س ن ل ة د د ع ت م ب ن ر أ ل ا د ا د ص أ Q8lv61

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0026375

ة م د ق م

م ت RASGRP3 ل ة ل س ن ل ة د د ع ت م ب ن ر أ ل ا د ا د ص أ
ELISA، و IF/ICC، و WB ل ا ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل
ي ر ش ب ل RASGRP3 ن ي ت و ر ب ل ع ف ر ع ت ت
ت ا د ي ت و ي ل ك و ي ن ل ل د ا ب ت ل م ا ع و ه و ، ي ر أ ف ل ا و
ي ئ ا ن ث و م و ي س ل ل ك ل ا ب م ظ ن م ل ة ن ي ن ا و غ ل
ل ا ث م . Rap1 و Ras ل ن ي ر س ل ل ج ل ل ي س أ
ر ي و ط ت و ة ي و ل خ ل ت ا ر ا ش إ ل ا ت ا س ا ر د ل
ت ا س ي ا ق م ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ل ا
ج ت م ل م س ا	RASGRP3 ل ة ل س ن ل ة د د ع ت م ب ن ر أ ل ا د ا د ص أ
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	GRP3; RASGRP3
ي ح ل ا ن ئ ا ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ي ر ش ب ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	25780
ن ج ل ا ف ر ع م	25780
ي ع ا ن م ا د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل RASGRP3 ن ي ت و ر ب ن م 689 ل ا 540 ن م ة ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب : ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب (NP_056191.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ة د د ع ت م د ا د ص أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، ELISA
ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q8lv61
ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا ن ي ت و ر ب ل ل	ن و ت ل ا د و ل ي ك 78
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك