

## ةلېسننل يداأ داضم مسج Cd45R/B220 رأف دض ذرل P06800 - يقفدتل يولخلل سايقلل

ررضنعلل مقر: CM0009147

### ةمدقم

ب نرتقم ذرلل ةلېسننل يداأ داضم مسج  
رأفلل CD45R/B220 فدهتسي (PTPRC, L-CA, Ly-5).  
يولخلل سايقلل هتجالل ص نم ققحتل مت.  
يعانمل فينصلل بسانمو، (FC) يقفدتل  
ماخ ةدام. رأفلل دل ضيبلل تايكلل تاغومجل  
ثاأبالاو صيخشتلل في مادختسالل ةقووم

### ذي زمل فرعل

| ةمدعملل               | ةمقلل                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| جتنملا مسا            | ةلېسننل يداأ داضم مسج Cd45R/B220 رأف دض ذرل         |
| راغتسم مسا / تاألال م | B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4          |
| عونل                  | رأفلل                                               |
| ناسنللل فرعم          | 5788                                                |
| نجلل فرعم             | 19264                                               |
| يعانملا دضتسملا       | رأفلل CD45R/B220 لفلتؤم نيورب                       |
| ردصملا                | ذرلل                                                |
| ةئل                   | ةلېسننل يداأ داضملا ماسجالل                         |
| قبيطتلل               | FC                                                  |
| لدابتللا لعاقتل       | رأفلل                                               |
| SWISS                 | P06800                                              |
| نيوربلا نرو           | نوتلاد ولىك 144 / نوتلاد ولىك 140 / نوتلاد ولىك 130 |
| نحشلل                 | جلت سيك                                             |